

Одноразовая продукция
для стоматологии
и медицины

MEDICOM[®]

Всемирный производитель высококачественной
продукции для инфекционного контроля



Европейский каталог 2011

Качество для нас - прежде всего ...

**Потому что жизнь стоит того,
чтобы ее защищать**

SAFETOUCH®

Safe+Mask®



SAFE-SEAL

Safe Gauze

SafeSpore®

Dry-Back®

MEDICOM[®]
Healthcare B.V.



О нас

Корпоративный профиль

Medicom является частной компанией - производителем высококачественных стоматологических и медицинских изделий одноразового использования. Основными брендами продукции компании Medicom являются Safe+Mask, перчатки SafeTouch, Safe Gauze, стерилизационные пакеты Safe-Seal и нагрудники Dry-Back.

Становясь партнером Medicom, вы выбираете медицинского и стоматологического производителя, который известен высоким качеством сервиса и широким выбором продукции.

23 года от даты основания мы обеспечиваем наших клиентов превосходной высококачественной продукцией, гарантирующей получения ими прибыли от их вложений.

Компания удерживает прочную рыночную позицию в производстве и продаже своей продукции, значительная часть которой производится для крупных партнеров-дистрибьюторов во всем мире и лидирующих рыночных брендов согласно OEM-контрактов.

Миссия компании

«Компания Medicom ориентирована на производство и продажу надежной высококачественной продукции, предназначенной для инфекционного контроля и ухода за пациентами. В удовлетворении требований клиентов нам нет равных».

Ценности компании Medicom

Мы поддерживаем воспитание культуры:

- уважения для всех
- ответственности за окружающий мир
- предпринимательства
- честности
- справедливости
- карьерного и профессионального роста наших сотрудников

Введение

О нас	01
-------	----

Маски

О масках	04
EN 14683, EN 149 Standard	05
О масках Safe+Mask	06
Маски Pro-Shield	06
Маски Premier Standard и Premier Elite	07
Маски Economy	07
Конусообразные маски	07
Маски FFP2 NR	07
О масках Safe+Mask SofSkin	08
Маски SofSkin Standard	09
Маски SofSkin Antifog	09



Перчатки

О нитриловых перчатках SafeTouch	10
Нитриловые перчатки	11
Латексные перчатки	12
Виниловые перчатки	13



Пластиковая, хлопковая и бумажная продукция

О нагрудниках Dry-Back	14
Ватные валики	14
Слюноотсосы	15



Стерилизационные пакеты и рулоны

О стерилизационных пакетах Safe-Seal Duet	16
Стерилизационные пакеты	17
Стерилизационные рулоны	17



Одноразовая защитная одежда и изделия для ухода за пациентами



Изоляционные халаты	18
Непроницаемые изоляционные халаты	18
Защитные халаты	18
Лабораторные халаты	18
Шапки-береты	19
Бахилы	19
Нагрудники для взрослых с карманом	19
Пеленки	19

О масках

Подберите маску, которая подойдет Вам

Прочитайте этикетку. Убедитесь, что Ваша маска отвечает требованиям по фильтрационной эффективности. Не запутайтесь в технической информации; попытайтесь придерживаться основ и определите нормы, которые должны быть соблюдены.

Пригодность для дыхания. Выберите маску, через которую сможете легко дышать, снижающую количество влаги, образующуюся внутри маски.

Самообразовывайтесь. Сравните характеристики продукции разных брендов, чтобы понять их преимущества. Внимательно прочитайте информацию о том, каким образом обеспечивается Ваша личная защита. Ведь речь идет о Вашем здоровье и безопасности!

Оцените характеристики в совокупности. Выбирая продукт, обратите внимание на комфорт, прилегание и защиту.


Комфорт и прилегание.

Выбирайте то, что Вы считаете наиболее подходящим для себя. Вот несколько характеристик, на которые надо обращать внимание:

- фиксатор для носа должен хорошо прилегать и не скользить.
- осмотрите дизайн маски. Выбирайте маски высокого качества из безлатексных материалов во избежание аллергических реакций.
- проверьте, чтобы ушные петли или завязки обеспечивали плотное прилегание без сдавливания.

Материалы

- Безлатексный
- Без стекловолокна
- Комфортный внутренний слой
- Маска без красителей



Как одевать

1



1. Держите маску цветной стороной и креплениями ушных петель наружу.

2



2. Убедитесь в удобном прилегании фиксатора для носа на переносице. Расправьте маску внизу на подбородке.

3



3. Закрепите петли за ушами. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу для обеспечения личной безопасности.

Как часто мне необходимо менять маску? Через 20 минут при интенсивном воздействии жидкостей, один час при нормальном применении или для каждого пациента.

Все маски Medicom являются безлатексными, без стекловолокна и одноразового использования.

Европейский стандарт EN 14683:2005

Данный стандарт предназначен помогать при выборе хирургических масок на европейском рынке, стандартизируя информацию и пользовательские данные, требуемые для масок.

Для классификации хирургических масок существует три метода тестов:

1. Эффективность бактериальной фильтрации в искусственных условиях (BFE)

Тест применяется для определения количества инфекционных возбудителей, которые удерживаются хирургической маской, что напрямую связано с количеством бактерий, проходящих через маску в воздух. Высокий процент BFE указывает на лучший уровень защиты пациента от инфекционных возбудителей.

2. Дыхательное сопротивление (ΔP)

Тест применяется для определения сопротивления маски воздушному потоку. Низкое сопротивление дыханию показывает высокий уровень комфорта для потребителя. Это означает, что маска охлаждается и является удобной для дыхания. Такая маска лучше удерживает свою форму, так как материал испытывает меньшее давление.

3. Сопротивление брызгам

Тест применяется для определения количества проникающей потенциально зараженной жидкости в форме брызг. Высокая сопротивляемость жидкостям защищает человека в маске от брызг потенциально зараженной жидкости в процессе хирургической операции.

Требования к хирургическим маскам

Тест	Type I	Type IR	Type II	Type IIR
Эффективность бактериальной фильтрации в искусственных условиях (BFE)	≥ 95%	≥ 95%	≥ 98%	≥ 98%
Разность давлений (PA)	< 29,4	< 49,0	< 29,4	< 49,0
Дыхательное сопротивление (ΔP)	ΔP < 3	ΔP < 5	ΔP < 3	ΔP < 5
Сопротивление брызгам (мм рт.ст.)	NA	> 120	NA	> 120

Примечание: тип I и II (небрызгоустойчивый), тип IR и IIR (брызгоустойчивый).

Европейский стандарт EN 149

Согласно Европейскому стандарту EN 149:2001, полумаски для фильтрации частиц классифицируются как FFP1, FFP2 и FFP3, в зависимости от эффективности фильтрации частиц и их максимальной «внутренней фильтрации».

Европейский стандарт EN 149 определяет характеристики следующих классов «фильтрационных полумасок», которые относятся к респираторам, полностью или частично изготовленным из фильтрационного материала. Европейский стандарт проверяет проницаемость фильтра с помощью аэрозолей с сухим хлоридом натрия и парафиновым маслом, подвергая фильтры воздействию температур 70°C и -30°C по 24 часа. Стандарт также включает в себя тесты на механическую прочность, дыхательное сопротивление и засорение. EN 149 также тестирует внутреннюю фильтрацию (утечку) между маской и лицом.

PFE – эффективность фильтрации частиц

PFE измеряет эффективность фильтрации маски, используя неживые частицы, размером от 0.1 микрона до 1 микрона. Маска с фильтром из микрофибры поглощает ультрамикроскопические частицы, исходящие от широко используемых высокоскоростных частей механизмов и лазеров. Высокая степень PFE обеспечивает человека в маске повышенной защитой.

Требования к маскам FFP

Тест	P1	P2	P3
Эффективность фильтрации частиц PFE	80%	94%	99%
Внутренняя фильтрация	22%	8%	2%
Сопротивление дыханию (ΔP)	2,1	2,4	3

Safe+Mask®

Защита гарантирована благодаря высокому уровню бактериальной фильтрации, которая соответствует промышленным стандартам EN 14683:2005. Уникальная плоская гофрированная конструкция препятствует сборанию жидкости. Снижает риск заражения. В состав не входит латекс и стекловолокно.



SAFE+MASK® Premier Standard

Соответствует стандарту EN 14683 по типу IIR

- ВFE≥98%, ΔP<5
- Сопrotивляемость проникновению синтетической крови 120 мм рт.ст.
- Защитный нетканый материал.
- Плоская гофрированная конструкция препятствует сборанию жидкости и перекрестному заражению.
- Комфортные, эластичные ушные петли без содержания латекса.

Маски Premier Standard идеально подходят для:

- медицинских процедур и осмотра пациентов, относящихся к группе низкой степени риска.
- лечения с применением небольшого количества или вообще без спрея
- работы с ручным инструментарием с небольшим количеством увлажняющего средства или спрея, лечения фтористыми средствами.
- основной лабораторной работы.

С ушными петлями			
Код	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
2113	Лаванда	50	10
2115	Голубой	50	10
2116	Розовый	50	10
2117	Желтый	50	10
2118	Зеленый	50	10
2119	Белый	50	10

С завязками			
Код	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
2000-B	Голубой	50	6
2000-G	Зеленый	50	6



6 цветов на выбор

SAFE+MASK® Premier Pro-Shield

Соответствует стандарту EN 14683 по типу IIR

- Основные характеристики как у масок Premier Standard, дополнены полоской, препятствующей запотеванию, и защитным щитком от проникновения брызг.
- Удобная защита 2-в-1 с комбинацией маски и защитного щитка.
- Увеличенное покрытие благодаря щитку с панорамным обзором.

С ушными петлями			
Код	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
2025	Зеленовато-голубой	25	4



SAFE+MASK® Premier Elite

Соответствует стандарту EN 14683 по типу IIR

- BFE≥98%, ДР<5
- Сопrotивляемость проникновению синтетической крови 160 мм рт.ст.
- Защитный внешний водоотталкивающий и внутренний нетканый материал.
- Гарантирует самый высокий уровень защиты от потенциального источника заражения.

Маски Premier Elite идеально подходят для:

- медицинских процедур и осмотра пациентов, относящихся к группе высокой степени риска.
- продолжительных хирургических операций с большими кровопотерями.
- процедур с большим количеством загрязнения, частиц пыли, влаги, спрея и брызг.
- общих хирургических операций.
- парадонтологических и оральных операций.

С ушными петлями			
Код	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
2042	Голубой	50	10



SAFE+MASK® Economy

Соответствует стандарту EN 14683 по типу IR

- Защитный нетканый материал.
- С регулируемым фиксатором для носа.
- Ушные петли без содержания латекса.

С ушными петлями			
Код	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
2215	Голубой	50	10
2218	Зеленый	50	10



SAFE+MASK® FFP2 NR

Соответствует стандарту EN 149

- Этот партикулятивный респиратор предназначен для применения при наличии малых нетоксичных частиц, пыли и волокон.
- Удобный, легкий, надежный.
- Прекрасно прилегает к лицу благодаря выпуклой форме, фиксатору на носу и двойным завязкам.
- Долговечная, прочная при смятии внутренняя оболочка.

Код	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
2090	Белый	20	12



Safe+Mask® *SofSkin*

Просто дышите. С помощью маски Safe+Mask SofSkin Вы наконец-то сможете почувствовать максимальный комфорт без снижения степени защиты.



Несравненный комфорт и удовольствие

Подкладка маски, изготовленная из ткани без применения краски, значительно легче и мягче. Эта маска – просто удовольствие для профессионалов с чувствительной кожей или тех, кто просто предпочитает комфорт. Кроме этого, для гарантии надежной защиты и душевного спокойствия, маска Safe+Mask SofSkin разработана с учетом международного стандарта EN 14683, по типу IIR.

Спецификации:

- BFE≥98%
- ΔP (мм H₂O/см²)<5.0
- защита от проникновения синтетической крови (мм рт.ст.) ≥120
- распространение пламени – класс 1

SofSkin

**Идеально подходит
для чувствительной
кожи**



Соответствуют стандарту EN 14683 по типу IIR

- Идеальная маска для профессионалов с чувствительной кожей. Ежедневный комфорт обеспечивается благодаря мягкой тканевой подкладке, которая снижает раздражение кожи.
- Дополнительная защита с помощью плоской гофрированной конструкции для предотвращения собирания жидкости.
- Водоотталкивающий материал снижает риск заражения.
- Удобные эластичные ушные петли без содержания латекса.

Маски SofSkin Standard идеально подходят для:

- медицинских процедур и осмотра пациентов, относящихся к группе низкой степени риска.
- лечения с применением небольшого количества или вообще без спрея.
- работы с ручным инструментарием с небольшим количеством увлажняющего средства или спрея.
- основной лабораторной работы.

С ушными петлями			
Код	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
2130-B	Голубой	50	10
2130-G	Зеленый	50	10

С завязками			
Код	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
2050-B	Голубой	50	6
2050-G	Зеленый	50	6
2050-W	Белый	50	6



SAFE+MASK® SofSkin Antifog

Specialty

Соответствует стандарту EN 14683 по типу IIR

- Идеальная маска для профессионалов с чувствительной кожей. Ежедневный комфорт обеспечивается благодаря мягкой тканевой подкладке, которая снижает раздражение кожи.
- На внутренней стороне этой маски расположен уникальный нетканый барьер, препятствующий запотеванию. Идеальная маска для тех, кто носит очки.
- Дополнительная защита с помощью плоской гофрированной конструкции для предотвращения собирания жидкости.
- Водоотталкивающий материал снижает риск заражения.
- Удобные эластичные ушные петли без содержания латекса.

С ушными петлями			
Код	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
2130-BFF	Голубой	50	10
2130-GFF	Зеленый	50	10

С завязками			
Код	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
2050-BFF	Голубой	50	6
2050-GFF	Зеленый	50	6



SAFETOUCH®

Компания Medicom предоставляет Вам широкий ассортимент перчаток. Мы предлагаем Вам нитриловые перчатки, схожие по комфорту с латексными, качественные латексные перчатки и экономичные виниловые перчатки. Мы постоянно совершенствуем наши перчатки и расширяем наш ассортимент.



Ваши руки это любят...

О нитриле

Все перчатки SafeTouch от компании Medicom предлагают улучшенный комфорт, схожий с комфортом латексных перчаток, обеспечивая точное прилегание перчатки к руке, комфортные ощущения, повышенную эластичность и свободу движения. Эргономические свойства этих перчаток значительно снижают развитие усталости рук. Нитрил стойкий к большому спектру химикатов, обладает большой прочностью на разрыв и прокол. Во избежание аллергической реакции на латекс, компания Medicom предлагает использовать нитриловые перчатки SafeTouch, которые являются прекрасной альтернативой для профессионалов, которые подвержены аллергии на латекс или обеспокоены применением латекса в своей практике. Защитите себя и своих пациентов от латекса, используя наши нитриловые перчатки.

Перчатки SafeTouch Rejuvenate Nitrile Plus с ланолином и витамином E

Компания Medicom рада предложить Вашему вниманию самые инновационные на сегодняшний день нитриловые перчатки SafeTouch. Мы объединили все лучшие качества нитрила с ланолином и витамином E. Восстанавливающие перчатки SafeTouch Nitrile Plus обогащены увлажняющими веществами – Ланолином, который восстанавливает и увлажняет кожу и натуральным витамином E, который помогает поддерживать нормальное состояние кожного покрова.



• **Более здоровая кожа** – кожа рук больше не трескается, не пересыхает, не грубеет – наши перчатки обогащены ланолином и витамином E, который увлажняет и успокаивает кожу.

• **Превосходная эластичность** – улучшенный комфорт, схожий с комфортом латексных перчаток, предлагает более плотное прилегание и большую свободу движения, которые приводят к меньшей усталости рук. Ультра-комфорт, новое поколение нитрила, улучшенная эластичность.

• **Максимальная защита** – исключительно мягкие и высокопрочные на надрыв и прокол.

• **Отличное удержание** – полностью текстурированные перчатки обеспечивают улучшенный контроль удерживания предметов в условиях повышенной влажности.



Таблица сравнительных характеристик

Сопротивление надрыву		Отлично	Хорошо	Средне	Плохо
Нитрил (синтетический каучук)		○			
Латекс (натуральный)			○		
Винил (PVC)		○			

Жаропрочность		Отлично	Хорошо	Средне	Плохо
Нитрил (синтетический каучук)		○			
Латекс (натуральный)			○		
Винил (PVC)				○	

Прочность на прокол		Отлично	Хорошо	Средне	Плохо
Нитрил (синтетический каучук)			○		
Латекс (натуральный)		○			
Винил (PVC)					○

Химикаты		Отлично	Хорошо	Средне	Плохо
Нитрил (синтетический каучук)		○			
Латекс (натуральный)				○	
Винил (PVC)					○

Растяжение		Отлично	Хорошо	Средне	Плохо
Нитрил (синтетический каучук)			○		
Латекс (натуральный)		○			
Винил (PVC)					○

Нитриловые перчатки SafeTouch® Rejuvenate Nitrile Plus Specialty

Текстурированные. Без пудры. Нестерильные.
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2

- Обогащены ланолином и витамином Е для увлажнения и успокаивания кожи.
- Эргономичность, как у латекса, обеспечивает плотное прилегание и большую свободу движения.
- Исключительно мягкие и прочные перчатки обладают высокой прочностью на надрыв и прокол.
- Полностью текстурированы для улучшения удержания предметов во влажных и сухих условиях.

Код	Размер	Упаковка	Кол-во в ящике
1176-A	X-Small	100/упаковка	10
1176-B	Small	100/упаковка	10
1176-C	Medium	100/упаковка	10
1176-D	Large	100/упаковка	10



Белые нитриловые перчатки SafeTouch® Platinum White Nitrile

Текстурированные. Без пудры. Нестерильные.
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2

- Интеграция эластичного нитрила и технологии тонкого облегания революционизировала традиционные нитриловые перчатки.
- Теперь Вы сами можете испытать эластичность и комфорт, подобный латексу, что позволяет перчаткам плотно прилегать к руке, обеспечивает удобство, повышенную гибкость и свободу движения.
- Почувствуйте разницу с текстурированными кончиками пальцев для гарантии удержания предметов во влажных и сухих условиях.

Код	Размер	Упаковка	Кол-во в ящике
1174-A	X-Small	100/упаковка	10
1174-B	Small	100/упаковка	10
1174-C	Medium	100/упаковка	10
1174-D	Large	100/упаковка	10



Тонкие голубые нитриловые перчатки SafeTouch® Slim Blue Nitrile

Текстурированные. Без пудры. Нестерильные.
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2

- Революционные нитриловые защитные перчатки с необходимой Вам степенью комфорта.
- Изготовлены из более тонкого нитрила, технология Slim Nitrile обеспечивает прекрасную защиту и эластичный комфорт, подобный латексу.
- Эргономические свойства этих перчаток значительно снижают утомляемость рук.
- Почувствуйте разницу с текстурированными кончиками пальцев для гарантии удержания предметов во влажных и сухих условиях.

Код	Размер	Упаковка	Кол-во в ящике
1175-A	X-Small	100/упаковка	10
1175-B	Small	100/упаковка	10
1175-C	Medium	100/упаковка	10
1175-D	Large	100/упаковка	10



Розовые нитриловые перчатки SafeTouch® Extend Pink Nitrile

Текстурированные. Без пудры. Нестерильные.
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2

- Стильные и привлекающие внимание нитриловые перчатки розового цвета, предлагающие наивысшее качество для превосходной защиты.
- Теперь Вы сможете почувствовать эластичность, эргономичность, подобный латексу комфорт, надежное прилегание перчаток к руке, повышенную эластичность и свободу движения.
- Текстурированы, для лучшего удержания предметов во влажных и сухих условиях.

Код	Размер	Упаковка	Кол-во в ящике
1172-A	X-Small	100/упаковка	10
1172-B	Small	100/упаковка	10
1172-C	Medium	100/упаковка	10
1172-D	Large	100/упаковка	10



Латексные перчатки SafeTouch® Latex

Припудренные и без пудры. Нестерильные.
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2 и 3

- Многоцелевые перчатки, обеспечивающие прекрасную защиту, изготовлены из натурального каучукового латекса, идеально подходят для любых видов осмотров.
- Легко надеваются и удобные в носке благодаря латексу наивысшего качества, который обеспечивает комфортное прилегание.
- Повышают Вашу тактильную чувствительность и контроль удержания предметов.



Припудренные, гладкие			
Код	Размер	Упаковка	Кол-во в ящике
1125-A	X-Small	100/упаковка	10
1125-B	Small	100/упаковка	10
1125-C	Medium	100/упаковка	10
1125-D	Large	100/упаковка	10



Без пудры, текстурированные			
Код	Размер	Упаковка	Кол-во в ящике
1124-A	X-Small	100/упаковка	10
1124-B	Small	100/упаковка	10
1124-C	Medium	100/упаковка	10
1124-D	Large	100/упаковка	10

Розовые латексные перчатки SafeTouch® Pink Latex

Текстурированные. Без пудры. Нестерильные.
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2 и 3

- Стильные и привлекающие внимание латексные перчатки розового цвета, предлагающие наивысшее качество для превосходной защиты.
- Повышенный комфорт благодаря эргономичному натуральному латексу для улучшенного прилегания и ощущения.
- Превосходный контроль удержания предметов благодаря дополнительной текстуре, хлорированные для повышения надежности. Обеспечивают прекрасные функциональные возможности и тактильную чувствительность.

Код	Размер	Упаковка	Кол-во в ящике
1162-A	X-Small	100/упаковка	10
1162-B	Small	100/упаковка	10
1162-C	Medium	100/упаковка	10
1162-D	Large	100/упаковка	10



Латексные перчатки SafeTouch® Rejuvenate Latex

Текстурированные. Без пудры. Нестерильные.
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2 и 3

- Технология «лосьон в перчатке», содержащая ланолин, смягчает и увлажняет кожу рук.
- Натуральный увлажнитель витамин Е способствует хорошему состоянию и здоровью кожи рук. Защищает и питает кожу, обеспечивая отличную защиту.
- Повышенный контроль удержания предметов обеспечивается благодаря текстурированной поверхности и тонкой защитной пленке, гарантирующей максимальную тактильную чувствительность.

Код	Размер	Упаковка	Кол-во в ящике
1163-A	X-Small	100/упаковка	10
1163-B	Small	100/упаковка	10
1163-C	Medium	100/упаковка	10
1163-D	Large	100/упаковка	10



Виниловые перчатки SafeTouch® Vinyl

Припудренные и без пудры. Не стерильные.
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2 и 3

- Высококачественные виниловые перчатки предотвращают возникновение аллергической реакции, изготовлены из первосортного PVC.
- Перчатки, обладающие первоклассной тактильной чувствительностью и повышенными функциональными возможностями.



Припудренные			
Код	Размер	Упаковка	Кол-во в ящике
1128-A	Small	100/упаковка	10
1128-B	Medium	100/упаковка	10
1128-C	Large	100/упаковка	10
1128-D	X-Large	100/упаковка	10



Припудренные			
Код	Размер	Упаковка	Кол-во в ящике
1129-A	Small	100/упаковка	10
1129-B	Medium	100/упаковка	10
1129-C	Large	100/упаковка	10

Dry-Back®

Раскрась свой день вместе со стоматологическими нагрудниками Dry-Back.

Высококачественные стоматологические нагрудники, изготовленные в Нидерландах.

Приносят цвет в лечение

10 популярных цветов на выбор



Нагрудники Medicom® Dry-Back

- Максимальная защита достигается благодаря горизонтальным рельефным полосам и уникальной водоотталкивающей кромке.
- Повышенная прочность и сопротивляемость на разрыв благодаря полиэтиленовой подкладке для дополнительной защиты одежды.
- Двухслойная бумага + однослойный полиэтилен.
- Размер: 33 см x 45,5 см.



Код	Цвет	Кол-во в ящике	Код	Цвет	Кол-во в ящике
8280-N	Лаванда	500	8286-N	Пыльная роза	500
8282-N	Голубой	500	8288-N	Персиковый	500
8283-N	Белый	500	8289-N	Аква	500
8284-N	Желтый	500	8290-N	Темно-синий	500
8285-N	Зеленый	500	8291-N	Оранжевый	500

Ватные валики Medicom®

Нестерильные

- Хороший абсорбент. 100% волокно, белые хлопковые стоматологические валики.
- Не содержат химических добавок и красителей.
- Лучший выбор по гибкости, легко принимает и сохраняет необходимую форму.



Код	Размер	Упаковка	Кол-во в ящике
4551-300	#1 (0,8 см x 3,8 см)	300 гр/полиэтиленовый пакет	32 пакета
4552-300	#2 (1 см x 3,8 см)	300 гр/полиэтиленовый пакет	32 пакета
4553-300	#3 (1,2 см x 3,8 см)	300 гр/полиэтиленовый пакет	32 пакета
4552-1M	#2 (1 см x 3,8 см)	1000 шт/полиэтиленовый пакет	24 пакета
4554	#2 (1 см x 3,8 см)	2000 шт/коробка	12 коробок



Слюноотсосы

- Удобны в применении за счет нержавеющей проволоки, которая легко принимает и сохраняет желаемую форму.
- Повышенный комфорт и безопасность для пациента благодаря мягкому наконечнику, который предотвращает аспирацию ткани.
- Прекрасная аспирация без затрагивания слизистой оболочки.



Размер: 13 см

Код	Описание	Упаковка	Кол-во в ящике
504	Прозрачный с фиксированным прозрачным наконечником	100	10
504-С	Прозрачный со съёмным прозрачным наконечником	100	10
505-В	Голубой со съёмным прозрачным наконечником	100	10
506-Г	Зеленый со съёмным прозрачным наконечником	100	10
508-У	Желтый со съёмным прозрачным наконечником	100	10

Размер: 15 см

Код	Описание	Упаковка	Кол-во в ящике
704	Прозрачный с фиксированным прозрачным наконечником	100	10
704-С	Прозрачный со съёмным прозрачным наконечником	100	10
705-В	Голубой со съёмным прозрачным наконечником	100	10
706-Г	Зеленый со съёмным прозрачным наконечником	100	10
707-Р	Красный со съёмным прозрачным наконечником	100	10
708-У	Желтый со съёмным прозрачным наконечником	100	10

MEDICOM® SAFE-SEAL duet

Наши новые стерилизационные пакеты Safe-Seal Duet имеют внешние и внутренние многопараметрические индикаторы, которые гарантируют подтверждение 3 показателей стерилизации: время, температуры и наличия пара.



С внешними и внутренними индикаторами

Удобство • Эффективность

3 параметра стерилизации

- время
- температура
- наличие пара



Пакеты для стерилизации Medicom® Safe-Seal Duet (самоклеющиеся) с внутренними и внешними индикаторами

Соответствуют стандартам EN 868-5, ISO 11140-1, ISO 11607-1

- Легкая, одношаговая стерилизация при помощи пакетов, которые имеют встроенные внутренние и внешние многопараметрические индикаторы.
- Безопасное и быстрое закрытие пакета благодаря отсутствию необходимости использования упаковочной машины.
- Экономят ценное время и деньги, ранее используемые на покупку и введение дополнительной индикаторной полоски в пакет.
- Гарантированная стерильность стерилизационных пакетов контролируется 3 стерилизационными параметрами: время, температура и наличие пара в соответствии со стандартами ISO и руководствами по инфекционному контролю CDC.
- Прочная и безопасная герметизация с широким шевронным уплотнителем защищает пакеты от прокола инструментом.
- Высококачественная пористая медицинская бумага.
- Нетоксичная краска на водной основе, безопасная для окружающей среды.
- Чистое разделение бумаги и пленки при открытии гарантирует безопасную подачу стерильных продуктов.
- Перфорированная складка способствует тщательному приклеиванию липкой ленты для формирования герметической изоляции.
- Стерилизуются паром и этиленоксидом.

Код	Размер	Упаковка	Кол-во в ящике
88000	70 mm x 229 mm	200	6
88005	89 mm x 133 mm	200	5
88010	89 mm x 229 mm	200	6
88015	57 mm x 102 mm	200	10
88025	133 mm x 254 mm	200	10
88030	191 mm x 330 mm	200	5
88035	254 mm x 356 mm	200	5
88040	305 mm x 432 mm	200	5



Плоские рулоны для стерилизации Medicom®

Соответствуют стандартам EN 868-5, ISO 11140-1, ISO 11607-1

- Идеально подходят для специальных предметов разного размера и назначения.
- Почувствуйте разницу с помощью встроенного цветного индикатора, изготовленного из нетоксичной водорастворимой краски, который сообщит Вам об успешном завершении процесса стерилизации.
- Простая идентификация содержимого благодаря прозрачной, прочной на прокол голубой полиэтиленовой пленке. Тем самым обеспечивается визуальный контроль процесса стерилизации.
- Прочный и безопасный боковой уплотнитель защищает рулоны от прокола инструментом.
- Стерилизуются паром и этиленоксидом.
- Все надписи размещены за пределами упаковочной зоны, что предотвращает попадание краски на предметы.
- Чистое, безволоконное разделение бумаги и пленки при открытии гарантирует безопасную подачу стерильных продуктов.
- Высококачественная пористая медицинская бумага.

Код	Размер	Кол-во в ящике
9850	50 mm x 200 m	6
9860	75 mm x 200 m	4
9870	100 mm x 200 m	3
9880	150 mm x 200 m	2
9890	200 mm x 200 m	1



Одноразовая защитная одежда

Отличная защита от перекрестного заражения в течение рабочего дня. Вся защитная одежда компании Medicom не содержит латекса.



Одежда для ежедневной работы

Изоляционные халаты

Нестерильные

- Дополнительная защита с помощью водоотталкивающего полипропиленового материала.
- Дышащая ткань.
- Эластичные манжеты, регулируемые завязки на поясе и вокруг шеи.

Код	Описание	Размер	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
8009	Изоляционные халаты	Large	Желтый	5 x 10	50
8010	Изоляционные халаты	XL	Желтый	5 x 10	50



Непроницаемые изоляционные халаты

Нестерильные

- Высокий уровень защиты с помощью водоотталкивающего материала.
- Трикотажные манжеты, регулируемые завязки на поясе и вокруг шеи.

Код	Описание	Размер	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
8022	Непроницаемые изоляционные халаты	Large	Белый	5 x 10	50
8024	Непроницаемые изоляционные халаты	XL	Белый	5 x 10	50



Защитные халаты

Нестерильные

- Наилучшее качество.
- Непроницаемый полипропиленовый материал.
- Трикотажные манжеты, регулируемые завязки на поясе и вокруг шеи.
- Простроченные швы для высокой прочности.

Код	Описание	Размер	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
8013	Защитные халаты	XL	Голубой	5 x 10	50



Лабораторные халаты

Нестерильные

- Наивысшее качество. Плотный и прочный 3-слойный SMS-материал для лучшей воздухопроницаемости и комфорта.
- Высокий уровень защиты от загрязнений с помощью водоотталкивающего полипропиленового материала.
- Трикотажные манжеты и воротник, на кнопках спереди, 2 кармана спереди.

Код	Описание	Размер	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
8016	Лабораторные халаты	Small	Голубой	5 x 10	50
8019	Лабораторные халаты	XL	Голубой	5 x 10	50



Шапка-берет

- Высочайшая защита с помощью водоотталкивающего материала.
- Повышенный уровень комфорта и вентиляции.
- Снижение аллергической реакции за счет эластичной повязки без добавления латекса.

Код	Описание	Размер	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
8000	Шапка-берет	53 см	Белый	5 x 100	500
8001	Шапка-берет	53 см	Голубой	5 x 100	500



Полиэтиленовые бахилы Medicom

- Максимальные водоотталкивающие свойства.
- Изготовлены из полиэтилена СРЕ.
- Текстурированная поверхность обеспечивает отличное сцепление в скользких условиях.
- Комфорт и удобство в носке благодаря не содержащей латекс эластичной горловине.


Код	Описание	Размер	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
8026	Полиэтиленовые бахилы	Стандартный	Голубой	20 x 100	2000



Нагрудники для взрослых с карманом

- Для медсестер, сиделок или других лиц, помогающих пациентам с ограниченными возможностями во время еды.
- Для экономичной защиты одежды и пациентов.
- Карман все время остается открытым
- 1-слойный полиэтилен для максимальной защиты + 1-слойная абсорбирующая ткань.
- Мягкая и прочная верхняя часть нагрудника с усиленной нетканой лентой (3 слоя).
- Тисненая ткань.
- Снижение затрат на прачечную.

Код	Описание	Размер	Цвет	Упаковка	Кол-во в ящике
5605	Нагрудники для взрослых с карманом	67 cm x 37 cm	Белый	100	6



Пеленки

- Непротекаемая подкладка из полиэтилена защищает матрас, кровать или кресло (недержание, кормление, роды).
- Пеленки наполнены целлюлозой и обеспечивают отличную дисперсию жидкости.
- Внутренняя нетканая подкладка мягкая, вентилируемая и не раздражающая кожу пациента.
- Снижение затрат на уход за пациентами с недержанием.

Код	Описание	Размер	Упаковка	Кол-во в ящике
030004-0	Пеленки	60 cm x 90 cm	6 x 25	150
030004	Пеленки	60 cm x 60 cm	8 x 25	200



MEDICOM®

Всемирный производитель высококачественной продукции
для инфекционного контроля

www.medicom-eu.com



Главный офис в Европе:

Medicom Healthcare B.V.

Parallelweg 80a
3931 MT Woudenberg
The Netherlands

Тел: +31 33 286 64 60

Факс: +31 33 286 64 61

E-mail: cs@medicom-eu.com



Другие европейские офисы:

ООО «Медиком-Украина»

ул. Серпова, 11
03115 Киев

Украина

Тел/факс: +38 044 594 69 78

E-mail: medicom-ua@ukr.net



Наши офисы в мире:

A.R. Medicom Inc.
1200, 55th Ave.
Montréal, Québec
H8T 3J8, Canada

A.R. Medicom Inc. (Asia) Ltd.
Rm.1511-B, Kailey Industrial Centre
12 Fung Yip Street
Chai Wan, Hong Kong

A.R. Medicom Inc. (Japan) Ltd.
Edomachi 96, Strong Bldg. 8F
Chuo-Ku, Kobe, Hyogo,
Japan 650 0033